




cefar rehab^{x2}

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT – FRANÇAIS

103

AVANT D'UTILISER LE STIMULATEUR

1. INTRODUCTION.....	104
2. NOTIONS MÉDICALES.....	105
3. PRÉCAUTIONS À PRENDRE.....	106

INFORMATIONS DESTINÉES AU PATIENT

4. VUE D'ENSEMBLE	110
TOUCHES DE COMMANDE.....	110
SYMBOLES D'AFFICHAGE	111
5. FONCTIONNEMENT	112
INSTRUCTIONS PAS À PAS.....	112
CEFAR EASY TOUCH™ – MODE AUTO STIMULATION	114
INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES.....	115
MINUTEUR.....	116
PAUSE AU COURS D'UN PROGRAMME	116
6. REMPLACEMENT DES PILES.....	117

INFORMATIONS DESTINÉES AUX PROFESSIONNELS

7. PROGRAMMES	118
PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS	118
PROGRAMMES PERSONNALISABLES.....	122
VERROUILLAGE DU PROGRAMME.....	126
DÉSACTIVER LA FONCTION AUTO	126
SUIVI.....	126

AUTRES INFORMATIONS

8. ACCESSOIRES.....	127
9. ENTRETIEN.....	128
10. RECHERCHE DE PANNES.....	129
11. QUESTIONS FRÉQUENTES.....	130
12. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	132
DÉFINITION DES SYMBOLES.....	133
14. TABLEAUX DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM).....	134

ANNEXE

GUIDE CLINIQUE.....	138
---------------------	-----



Le **CEFAR REHAB X2 (2946)** est un neurostimulateur à deux canaux conçu pour la réadaptation musculaire (NMES) et le soulagement de la douleur (TENS). Le stimulateur comprend 27 programmes préréglés et trois programmes personnalisables. Les canaux fonctionnent simultanément, ce qui signifie qu'un programme sélectionné s'applique aux deux canaux. Lorsque l'on utilise le CEFAR EASY TOUCH™, la stimulation est automatiquement réglée sur l'intensité appropriée à chaque personne.

Le produit CEFAR REHAB X2 peut être utilisé par un professionnel de santé ou un patient. Le dispositif doit être utilisé en intérieur et peut être utilisé dans un établissement de santé ou à domicile.



2. NOTIONS MÉDICALES

La NMES

La NMES (électrostimulation neuromusculaire) a des effets bénéfiques aussi bien en réadaptation médicale qu'en complément d'un entraînement sportif et ce, à tous les niveaux.

L'objectif de l'électrostimulation musculaire est d'obtenir des contractions ou des vibrations au niveau des muscles. L'activité musculaire normale est contrôlée par les systèmes nerveux central et périphérique qui transmettent des signaux électriques aux muscles. La NMES fonctionne sur le même principe mais utilise une source externe (le stimulateur) ainsi que des électrodes fixées sur la peau pour transmettre les impulsions électriques dans le corps. Ces impulsions stimulent les nerfs afin qu'ils envoient des signaux à un muscle spécifiquement visé qui réagit en se contractant, comme il le ferait dans le cadre d'une activité musculaire normale.

L'électrostimulation musculaire convient à tous les muscles du corps. Elle peut être utilisée pour renforcer des muscles affaiblis à la suite d'une intervention chirurgicale, d'une fracture, etc., et améliorer la mobilité. Elle constitue également un outil très efficace dans le cadre de la réadaptation après un accident vasculaire cérébral, facilitant le retour à une bonne préhension manuelle et l'entraînement à la marche pour le patient.

Pour de meilleurs résultats, l'électrostimulation musculaire à des fins de réadaptation devrait faire l'objet d'une prise en charge individuelle par un kinésithérapeute ou un autre prestataire de soins.

Le TENS

Le TENS (neurostimulation électrique transcutanée) donne de bons résultats dans le traitement de nombreux types de douleurs aiguës ou chroniques. C'est une méthode dont l'efficacité a été cliniquement prouvée et qui est utilisée quotidiennement par des kinésithérapeutes, d'autres prestataires de soins et par des athlètes de haut niveau du monde entier.

Le TENS à haute fréquence active les mécanismes d'inhibition de la douleur du système nerveux. Les impulsions électriques provenant des électrodes placées sur la peau sur ou à proximité de la zone douloureuse stimulent les nerfs en vue de bloquer la transmission des signaux de douleur vers le cerveau. Ainsi, la douleur n'est pas perçue. Le TENS à basse fréquence stimule la libération d'endorphines, les antalgiques naturels de l'organisme.

Le TENS est une méthode de traitement sûre qui, contrairement aux médicaments et autres méthodes de soulagement de la douleur, ne présente pas d'effets indésirables. Il peut constituer un traitement efficace à lui seul, mais représente également un complément très utile à d'autres traitements pharmacologiques et/ou physiques. Le TENS ne traite pas toujours la cause de la douleur. Si la douleur persiste, veuillez consulter votre médecin.



- Alimentation électrique. Ne jamais connecter les câbles de stimulation à une alimentation électrique externe en raison des risques de choc électrique.
- À proximité d'autres équipements. Ne pas utiliser le dispositif lorsqu'il est placé à côté ou au-dessus d'un autre équipement. S'il est nécessaire de l'utiliser dans une telle configuration, vérifier que le dispositif fonctionne correctement dans ces conditions.
- Divers. Électrodes pour un seul patient. Ne pas partager les électrodes avec d'autres personnes. Chaque utilisateur doit disposer d'un jeu personnel d'électrodes afin d'éviter toute réaction cutanée indésirable ou transmission de maladies.
- Accessoires. Utiliser ce dispositif uniquement avec les sondes, électrodes et accessoires recommandés par le fabricant. L'utilisation d'autres accessoires peut nuire aux performances du dispositif, augmenter les émissions électromagnétiques ou réduire l'immunité électromagnétique du dispositif.
- Ne pas modifier. Aucune modification de l'équipement n'est autorisée.

3.3. PRÉCAUTIONS

- Supervision. Utiliser ce dispositif uniquement sous la supervision constante d'un professionnel de santé dûment qualifié. Le positionnement des électrodes et la configuration de la stimulation doivent être effectués suivant les consignes du médecin traitant.
- Fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de positionnement des électrodes autre que celui recommandé.
- Grossesse. L'innocuité de la stimulation électrique pendant la grossesse n'a pas été prouvée.
- Irritation cutanée. Certains patients peuvent présenter une hypersensibilité ou une irritation cutanée due à la stimulation électrique ou au conducteur électrique (gel). L'irritation peut être atténuée en utilisant un conducteur différent ou en plaçant les électrodes différemment. Certains patients peuvent présenter des rougeurs sous les électrodes après une séance. Ces rougeurs disparaissent généralement en quelques heures. Si les rougeurs cutanées persistent au bout de quelques heures, le patient doit consulter son médecin. Ne pas commencer d'autre séance de stimulation sur la même zone si les rougeurs sont encore visibles. Ne pas gratter les rougeurs.
- Maladie cardiaque. Les patients présentant une cardiopathie soupçonnée ou diagnostiquée doivent respecter les précautions données par leur médecin.
- Épilepsie. Les patients présentant une épilepsie soupçonnée ou diagnostiquée doivent respecter les précautions données par leur médecin.
- Hémorragie interne. Procéder avec précaution si le patient est sujet aux hémorragies internes, par exemple suite à une blessure ou une fracture.
- Suites opératoires. Procéder avec précaution après une intervention chirurgicale récente car la stimulation pourrait entraver le processus de cicatrisation.
- Sur l'utérus. En cas de grossesse, ne pas placer les électrodes directement sur l'utérus et ne pas connecter des paires d'électrodes de part et d'autre de l'abdomen. En théorie, le courant électrique pourrait perturber le cœur du fœtus (même si la nocivité du dispositif n'a pas été établie).
- Perte de sensations. Procéder avec précaution si la stimulation est appliquée sur des zones cutanées dont le niveau de sensations est inférieur à la normale. Ne pas appliquer la stimulation chez un patient ne pouvant pas s'exprimer.
- Stimulation. Le stimulateur doit être utilisé uniquement avec des électrodes cutanées destinées à la stimulation des nerfs et des muscles. Des douleurs musculaires peuvent apparaître après la stimulation mais disparaissent généralement en une semaine.
- Échauffement des piles ou du boîtier. En conditions d'utilisation extrêmes, certaines parties du boîtier peuvent atteindre jusqu'à 43 °C (109 °F). Manipuler les piles et tenir le dispositif avec précaution juste après l'utilisation. Cette température peut provoquer un ressenti désagréable mais ne présente pas de risque particulier pour la santé.



- ### 3.4. DANGERS

- **Électrodes.** Toute électrode ayant une surface active de 16 cm² au minimum peut être utilisée avec ce dispositif. L'utilisation d'électrodes dont la surface est inférieure à 16 cm² peut provoquer des brûlures lorsque le dispositif est utilisé à haute intensité. Consulter un médecin avant d'utiliser des électrodes dont la surface est inférieure à 16 cm².

4. VUE D'ENSEMBLE

TOUCHES DE COMMANDE

1. ON/OFF

- Allume et éteint le stimulateur.
- Éteint le stimulateur même lorsque le verrouillage est activé.
- Cette touche peut être utilisée à tout moment pour interrompre la stimulation.

2. AUGMENTER (canal gauche et canal droit)

- Augmente l'amplitude (l'intensité de la stimulation). Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour augmenter l'amplitude de façon continue.
- **N.B.** Augmentez toujours l'amplitude avec précaution.
- Arrête le mode de stimulation AUTO.
- Augmente le nombre de minutes lors du réglage du minuteur (touche de droite).
- Est utilisée lors de l'activation et de la désactivation du verrouillage du programme (touche de gauche)*.
- Permet de défiler dans la liste de choix en mode de programmation*.

3. DIMINUER (canal gauche et canal droit)


- Diminue l'amplitude (l'intensité de la stimulation). Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour diminuer l'amplitude de façon continue.
- Désactive le verrouillage.
- Arrête le mode AUTO stimulation.
- Diminue le nombre de minutes lors du réglage du minuteur (touche de droite).
- Est utilisée lors de l'activation et de la désactivation du verrouillage du programme (touche de gauche)*.
- Permet de défiler dans la liste de choix en mode de programmation*.

4. AUTO (canal gauche et canal droit)

- Lance le mode AUTO Test.
- Confirme le niveau d'amplitude sélectionné en mode AUTO Test.

5. PROGRAMME

- Sélectionne un programme (de P1 à P30). Utilisez la touche P+ pour passer au programme suivant et la touche P- pour revenir au programme précédent.
- Permet de marquer une pause dans un programme en cours.
- Est utilisée lors de l'activation/désactivation du ver-



rouillage de programme (P+)*.

6. MINUTEUR

- Lance le réglage du minuteur.

7. PROGRAMMATION/ CONFIRMATION (S=SET)

- Place le stimulateur en mode de programmation pour les programmes personnalisés P28 à P30 si elle est maintenue enfoncée pendant deux secondes.
- Confirme les réglages en mode de programmation.

8. RACCORDEMENT DE L'INTERRUPTEUR MANUEL


- En utilisant l'interrupteur manuel, il est possible de contrôler manuellement les contractions au cours de programmes de stimulation intermittente.

9. RAINURE DE BLOCAGE DES CÂBLES



*Utilisation professionnelle

SYMBOLES D'AFFICHAGE



1. DISCONTINUITÉ DU CIRCUIT (canal gauche et canal droit)

Discontinuité sur le circuit. Une discontinuité du circuit peut être provoquée par une résistance trop élevée ou une rupture de câble. Veuillez vous reporter au chapitre *RECHERCHE DE PANNES*.

2. PAUSE

Programme interrompu.

3. VERROUILLAGE

Verrouillage activé. Le verrouillage est activé automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes.

Pour désactiver le verrouillage, appuyez sur la touche *DIMINUER* de gauche ou de droite.

4. VERROUILLAGE DU PROGRAMME

Verrouillage du programme activé.

5. NIVEAU DE CHARGE DES PILES

Piles vides. Ce symbole ne s'affiche que lorsque les piles sont presque vides.

6. NUMÉRO DE PROGRAMME

Numéro du programme sélectionné.

7. TEMPS RESTANT

Temps restant jusqu'à la fin du programme, exprimé en minutes et en secondes. La durée clignote lors du réglage du minuteur.

8. MODE AUTO STIMULATION/CEFAR EASY TOUCH™ (canal gauche et canal droit)

Réglage automatique d'amplitude activé. Le symbole « AUTO » clignote en mode test et est figé en cours de stimulation.

9. HISTOGRAMME DE L'AMPLITUDE (canal gauche et canal droit)

Amplitude sélectionnée représentée sous forme d'histogramme.

10. NIVEAU D'AMPLITUDE (canal gauche et canal droit)

Courant d'amplitude sélectionnée en mA (ne s'affiche pas en mode AUTO stimulation).

11. TRAVAIL/REPOS (stimulation intermittente)

Indication travail/repos pour les programmes de stimulation intermittente. La partie supérieure du symbole clignote en phase de travail alors que la partie inférieure clignote en phase de repos.

11. HAUTE/BASSE FRÉQUENCE (stimulation à fréquences mixtes)


Indication de haute/basse fréquence pour les programmes à fréquences mixtes. La partie supérieure du symbole clignote pendant la stimulation à haute fréquence alors que la partie inférieure clignote pendant la stimulation à basse fréquence.



INSTRUCTIONS PAS À PAS

1. INSÉREZ LES PILES

2. FIXEZ LES ÉLECTRODES



C. Raccordez le câble au CEFAR REHAB X2.

3. RACCORDEZ L'INTERRUPTEUR MANUEL

4. METTEZ LE STIMULATEUR SOUS TENSION



Avant de retirer les électrodes de la peau, mettez toujours le stimulateur en position OFF (arrêt).

Réglage d'amplitude pour les contractions (phase de travail) : lorsque la partie supérieure du symbole travail/repos  clignote, augmentez l'amplitude progressivement jusqu'à l'obtention de contractions musculaires non douloureuses.

Pour de plus amples informations sur le repos actif, veuillez vous reporter au chapitre *QUESTIONS FRÉQUENTES*.

MINUTEUR

La durée du traitement est pré-réglée, mais la fonction minuteur vous permet de régler la durée du traitement vous-même. Vous avez la possibilité de changer la durée du traitement de « - - » à 99 minutes. Si vous choisissez de rester sur « - », la stimulation continuera jusqu'à ce que vous l'arrêtiez manuellement.

Pour régler le minuteur :

1. Sélectionnez un programme et lancez la stimulation, veuillez vous reporter à la section INSTRUCTIONS PAS À PAS.
2. Appuyez sur la touche **MINUTEUR**  pour lancer la fonction minuteur.
3. Augmentez la durée en appuyant sur la touche droite **AUGMENTER** . Chaque pression de la touche augmente la durée de stimulation d'une minute. Diminuez la durée en appuyant sur la touche droite **DIMINUER** . Chaque pression de la touche diminue la durée de stimulation d'une minute. Lors du réglage du minuteur, la durée clignote sur l'écran.
4. Appuyez sur la touche **MINUTEUR**  pour confirmer le réglage du minuteur.

PAUSE AU COURS D'UN PROGRAMME

Vous pouvez marquer une pause d'une durée inférieure ou égale à cinq minutes au cours des programmes.

Pour marquer une pause au cours d'un programme :

1. Si le verrouillage est activé, appuyez sur l'une des touches **DIMINUER**  pour le désactiver.
2. Appuyez sur l'une des touches **PROGRAMME**  ou  pour marquer une pause au cours du programme.

Relancez la stimulation en appuyant sur l'une des touches **PROGRAMME** ou .

Si le programme est interrompu momentanément pendant plus de cinq minutes, le stimulateur s'éteint automatiquement afin d'économiser les piles.

■■■■■ | ■■■■

PROGRAMMES PERSONNALISABLES

Avec le CEFAR REHAB X2, il est possible de créer et de stocker trois programmes personnalisés (P28 à P30) pour un traitement spécifique au patient. Pour créer un programme personnalisé, veuillez suivre la procédure de programmation ci-dessous. Pour utiliser un programme personnalisé, veuillez suivre les instructions figurant dans la section INSTRUCTIONS PAS À PAS.

Programmation

1. Appuyez sur la touche **ON/OFF**  pour mettre le stimulateur sous tension.
2. Appuyez sur la touche **PROGRAMME**  ou  pour passer au programme suivant ou revenir au précédent jusqu'à ce que le programme 28, 29 ou 30 soit affiché sur l'écran. Sélectionnez l'un de ces programmes.
3. Appuyez sur la touche **PROGRAMMATION/CONFIRMATION**  et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour entrer en mode programmation. (Veuillez vous reporter au graphique de programmation pour les étapes suivantes.)

4. **Niveau 1** (affiché dans le coin supérieur droit de l'écran) :
la première étape de la procédure de programmation consiste à choisir entre :

- stimulation continue (C),
- et stimulation intermittente (I).

Appuyez sur la touche **AUGMENTER** (ou **DIMINUER**)   pour passer de **C** à **I** et inversement. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **PROGRAMMATION/CONFIRMATION**

Vous êtes ensuite dirigé vers la prochaine étape de la procédure de programmation.

5. Niveau 2

Pour la stimulation continue, il n'y a aucun choix à faire au niveau 2. Vous êtes directement dirigé vers le niveau 3.


Si vous avez choisi la stimulation intermittente au niveau 1, deux choix se présentent maintenant à vous :

- la stimulation simultanée (**SI**),
- et la stimulation en alternance (**Alt**).

Appuyez sur la touche **AUGMENTER** (ou **DIMINUER**)   pour passer de **SI** à **Alt** et inversement. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **PROGRAMMATION/CONFIRMATION** .

Vous êtes ensuite dirigé vers la prochaine étape de la procédure de programmation.

Graphique de programmation



Niveau 1

INTERMITTENTE (I)

Niveau 2

SIMULTANÉE (SI)

EN ALTERNANCE (ALT)

Niveau 3

Conventionnel (C)

Modulation de fréquence (FM)

Largeur d'impulsion
Préréglée : 180 μ s
Plage : de 50 à 400 μ s

Largeur d'impulsion
Préréglée : 180 μ s
Plage : de 50 à 400 μ s

Largeur d'impulsion
Préréglée : 180 μ s
Plage : de 50 à 400 μ s

Fréquence – travail
Préréglée : 80 Hz
Plage : de 1 à 120 Hz

Fréquence travail 1
Préréglée : 5 Hz
Plage : de 2 à 120 Hz

Fréquence – travail
Préréglée : 80 Hz
Plage : de 1 à 120 Hz

Fréquence – repos^{**}
Préréglée : 0 Hz
Plage : de 0 à 10 Hz

Fréquence travail 2
Préréglée : 15 Hz
Plage : de 2 à 120 Hz

Phase de travail
Préréglée : 3 s
Plage : de 1 à 30 s

Phase de travail
Préréglée : 3 s
Plage : de 1 à 30 s

Fréquence – repos^{**}
Préréglée : 0 Hz
Plage : de 0 à 10 Hz

Phase ascendante –
travail
Préréglée : 2 s
Plage : de 0 à 10 s^{***}

Phase de repos
Préréglée : 10 s
Plage : de 5 à 60 s

Phase de travail
Préréglée : 5 s
Plage : de 5 à 30 s

Phase descendante –
travail
Préréglée : 2 s
Plage : de 0 à 10 s^{***}

Phase ascendante –
travail
Préréglée : 2 s
Plage : de 0 à 10 s^{***}

Phase de repos
Préréglée : 10 s
Plage : de 5 à 60 s

Phase de repos^{***}
Préréglée : 10 s
Plage : de 5 à 60 s

Phase descendante –
travail
Préréglée : 2 s
Plage : de 0 à 10 s^{***}

Phase ascendante –
travail
Préréglée : 2 s
Plage : de 0 à 10 s^{***}

Durée
Préréglée : – – min.
Plage : 1-99, – – min.

Phase descendante –
travail
Préréglée : 2 s
Plage : de 0 à 10 s^{***}

Durée
Préréglée : – – min.
Plage : 1-99, – – min.

^{**} Fréquence comprise entre 1 et 5 Hz $\Rightarrow$ stimulation Burst.

Autre fréquence $\Rightarrow$ stimulation conventionnelle

^{***} La phase de repos doit être plus longue que la phase ascendante-travail + la phase descendante-travail

^{***} 0,5 est affiché 05 sur l'écran.





11. QUESTIONS FRÉQUENTES

Numéro de catalogue du fabricant du périphérique



Conseils et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques		
Le système d'électrothérapie CEFAR REHAB X2 est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique prescrit ci-après. Le client ou l'utilisateur du système d'électrothérapie CEFAR REHAB X2 doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.		
Tests d'émission	Conformité	Environnement électromagnétique – conseils
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	Le système d'électrothérapie CEFAR REHAB X2 utilise l'énergie RF uniquement pour ses fonctions internes. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de causer des interférences dans les équipements électroniques situés à proximité.
Émissions RF CISPR 11	Class B	
Émissions harmoniques IEC 61000-3-2	Non Applicable – alimenté par batterie	
Fluctuations de tension IEC 61000-3-3	Non Applicable – alimenté par batterie	Le système d'électrothérapie CEFAR REHAB X2 est utilisable dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et ceux directement raccordés au réseau d'alimentation public à basse tension qui dessert les bâtiments utilisés à des fins domestiques.

Conseils et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique

Le système d'électrothérapie CEFAR REHAB X2 est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique prescrit ci-après. Le client ou l'utilisateur du système d'électrothérapie CEFAR REHAB X2 doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Essais d'immunité	IEC 60601 Niveau de test	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique – conseils
Conduction RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz à 80 MHz	[V] V, où V1 = 3V	Les équipements de communication RF portables et mobiles doivent être utilisés à une distance minimale d'une partie quelconque du système d'électrothérapie CEFAR REHAB X2, y compris les câbles, égale à la distance de séparation calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. Distance de séparation recommandée $d = \frac{3.5}{f} \sqrt{P}$
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	[E] V/m, où E1 = 3V/m	$d = \frac{3.5}{f} \sqrt{P}$ 80 MHz à 800 MHz $d = \frac{7}{f} \sqrt{P}$ 800 MHz à 2,5 GHz Où P est la puissance de sortie nominale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m). Les champs d'intensité provenant des émetteurs RF fixes, tels que déterminés par une étude électromagnétique du site, doivent se trouver en dessous du niveau de conformité pour chaque plage de fréquences.^b L'interférence peut se produire à proximité d'équipements portant le symbole suivant : 

NOTE 1 à 80 MHz et 800 MHz, la bande de fréquence supérieure s'applique.

NOTE 2 Ces lignes directrices ne s'appliquent pas dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

- Les forces de champ des émetteurs fixes, telles que les stations de base pour radiotéléphones (cellulaires/sans-fil) et les radios mobiles terrestres, radio amateur, AM et FM diffusion radio et TV ne peuvent être prédites par la théorie avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs fixes de RF, on envisagera une étude électromagnétique du site. Si l'intensité de champ, mesurée à l'endroit dans lequel le système d'électrothérapie CEFAR REHAB X2 est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable, on devra observer le système d'électrothérapie CEFAR REHAB X2 pour en vérifier le fonctionnement normal. Si des anomalies sont observées, des mesures complémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement du système d'électrothérapie CEFAR REHAB X2.

- b Sur la fréquence de la plage 150 kHz à 80 MHz, l'intensité des champs doit être inférieure à [VI] V/m.

Distance de séparation recommandée entre
appareils de communication RF portables et mobiles et le système d'électrothérapie CEFAR REHAB X2

Le système d'électrothérapie CEFAR REHAB X2 est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations des rayonnements RF sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du système d'électrothérapie CEFAR REHAB X2 peut aider à prévenir les interférences électromagnétiques en respectant les distances minimales entre les appareils de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le système d'électrothérapie CEFAR REHAB X2 selon les recommandations ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.

Puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur P (W)	Distance de séparation selon la fréquence de l'émetteur d (m)		
	150 kHz à 80 MHz $d = \frac{3,5}{ V } \sqrt{P}$ (où V1 = 3V)	80 MHz à 800 MHz $d = \frac{3,5}{ E } \sqrt{P}$ (où E1 = 3V/m)	800 MHz à 2,5 GHz $d = \frac{7}{ E } \sqrt{P}$ (où E1 = 3V/m)
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale n'est pas répertoriée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la valeur nominale maximale de sortie de la puissance de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.

NOTE 1 à 80 MHz et 800 MHz, la bande de fréquence supérieure s'applique.

NOTE 2 Ces lignes directrices ne s'appliquent pas dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

EXIGENCES FCC

Part 15 des exigences FCC	
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'opération est sujette aux 2 conditions suivantes :	- Cet appareil peut causer des interférences dommageables - Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence qui peut causer une opération non souhaitée
FCC ID	T9J-RN42
Contient un module de transmission IC	6514A-RN42


INTRODUCTION

Ce guide est subdivisé en plusieurs parties correspondant aux différentes zones du corps à traiter. Pour chaque indication, le guide présente l'objectif du traitement et des suggestions pour le positionnement des électrodes. La NMES est une méthode de traitement active, et les images indiquent comment elle peut être intégrée à un entraînement. Les programmes appropriés à chaque indication sont suggérés, mais il est également possible de créer des programmes personnalisés pour un traitement spécifique à un patient.

Un programme dont la largeur d'impulsion est courte, 200 μ s, est idéal pour le traitement des groupes musculaires les plus petits, alors que les programmes dont la largeur d'impulsion est plus longue, entre 350 et 400 μ s, conviennent mieux aux groupes musculaires les plus grands. La durée de la phase de travail et de la phase de repos varie d'un programme à l'autre. Pour les muscles plus faibles, nous recommandons des programmes incluant des phases de repos plus longues, pour laisser au muscle le temps de se détendre entre deux contractions.

Tout comme d'autres méthodes d'entraînement, le traitement par NMES doit être adapté aux capacités du patient. En fonction de l'état musculaire et de la progression du patient dans le processus de réadaptation, le traitement peut durer de 5 à 60 minutes et être répété de trois fois par semaine à deux fois par jour. N'oubliez pas que le patient peut présenter des courbatures à la suite d'un traitement par NMES.

Les tailles d'électrode adaptées à chaque indication sont suggérées. Nous utilisons les tailles d'électrodes présentées ci-dessous. Pour chaque zone traitée, nous recommandons l'utilisation d'un ou plusieurs types d'électrodes appropriées; elles sont indiquées en plus foncé dans les suggestions suivantes.



- 1 ø 32 mm
- 2 ø 50 mm
- 3 40 x 60 mm
- 4 50 x 100 mm
- 5 80 x 130 mm
- 6 50 x 50 mm
- 7 50 x 90 mm



Exemples d'indications

Sciastique.

Objectif


Soulager la douleur.

Positionnement des électrodes

Placez les électrodes sur un muscle de la zone touchée.

Programmes suggérés

CEFAR REHAB X2 : 1, 2, 4



DOS – DOULEUR MUSCULAIRE NOCICEPTIVE

Exemples d'indications

1. Lombalgie.
2. Douleurs lombaires basses.

Objectif



Soulager la douleur.

Positionnement des électrodes

Au niveau de la zone douloureuse, par ex. :
muscles spinaux, fessiers.

Programmes suggérés

CEFAR REHAB X2 : 1, 3, 4, 5



Flexion et extension diminuées du poignet.

Objectif

1. Augmenter la flexion et l'extension du poignet.
2. Diminuer la spasticité.

Positionnement des électrodes

Placez une paire d'électrodes sur les muscles extenseurs de la main et une autre paire sur les muscles fléchisseurs de la main.

Programme suggéré

CEFAR REHAB X2 : 17



MAIN – EXTENSION DU POUCE

Exemples d'indications

1. Extension diminuée du pouce.
2. Spasticité du fléchisseur au niveau du pouce.

Objectif


1. Augmenter l'extension du pouce.
2. Réduire la spasticité au niveau du pouce.

Positionnement des électrodes

Placez une petite électrode ovale sur le court extenseur du pouce et une petite électrode ronde à proximité de cette dernière.

Programmes suggérés

CEFAR REHAB X2 : 9, 11, 13, 15



MAIN – PRÉHENSION/OPPOSITION DIMINUÉES

Exemples d'indications

Préhension/opposition diminuées.

Objectif


Améliorer l'opposition et la préhension.

Positionnement des électrodes

Placez une petite électrode sur les muscles thénar et une autre petite électrode sur les muscles hypothénar.

Programmes suggérés

CEFAR REHAB X2 : 9, 11, 13, 15





GENOU – STIMULATION EN ALTERNANCE

Exemples d'indications

Flexion et extension diminuées du genou.

Objectif


1. Améliorer la mobilité du genou.
2. Diminuer la spasticité.

Positionnement des électrodes

Placez une paire d'électrodes sur le quadriceps et une autre paire sur l'ischio-jambier.

Programme suggéré

CEFAR REHAB X2 : 18



JAMBE – FLEXION ET PRONATION DORSALES DIMINUÉES

Exemples d'indications

1. Diminution de la flexion dorsale, par exemple, après un accident vasculaire cérébral.
2. Diminution de la flexion dorsale après une fracture.

Objectif

1. Augmenter la force du muscle jambier antérieur ainsi que du long et du court péroniers.
2. Diminuer la spasticité.
3. Améliorer la marche.
4. Améliorer la mobilité de la cheville.

Positionnement des électrodes 1

Placez une paire d'électrodes sur le muscle jambier antérieur.

Positionnement des électrodes 2

Placez une paire d'électrodes sur le long péronier et le court péronier.

Programmes suggérés

CEFAR REHAB X2 : 9, 11, 13







DJO FRANCE
Centre Européen de Fret
3 rue de Bethar
64990 Mouguerre, France

