

TFC SERIES

TFC MED G818H

BH

P.V.P.



Elliptique

Vélo elliptique front drive à usage professionnel conçu pour répondre aux besoins de tout type d'utilisateur. Avec des barres arrière renforcés et un système de maintien amélioré, il est idéal pour les exercices de rééducation.



Console

Données:

Temps, Vitesse, Distance, Watts,
Calories, Pouls

- Poids max. utilisateur: 150Kg
- Poids: 110Kg
- Dimensions: 162cm x 95cm x 160cm
- Longueur de la foulée: 52cm



PÉDALES SURDIMENSIONNÉES

Elles garantissent une grande sécurité et un confort pour l'utilisateur pendant l'exercice.



BARRES D'APPUIS ARRIÈRE

Les barres arrière renforcés facilitent l'accès à la machine tout en augmentant la sécurité pendant l'exercice.



GARANTIE PROFESSIONNELLE

L'elliptique a été conçu pour une utilisation collective continue.



DOUBLE POIGNÉE

Double poignée ergonomique qui permet différents types d'exercices.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TFC MED G818H
Fréquence d'utilisation	Profesional
Poids maximum utilisateur	150Kg
Système de résistance	Magnétique
Foulée (longueur)	52cm
Distance entre les pédales (largeur)	20cm
Console	LED professionnel
Programa Steady Watt (SRV)	Oui
Mesure du pouls par contact	Oui
Porte-Bouteilles	Oui
Roulettes de transport	Oui
Longueur	162cm
Largeur	75cm
Hauteur	160cm
Poids	110Kg
Système d'inertie	35 kg
Programmes	
Programmes prédéfinis (Prg)	40
Niveaux d'intensité	20
Programme aléatoire (RP)	Non
Profils personnalisés (uprg)	Oui
Test de Fitness (FT)	Oui
Programme de contrôle du rythme cardiaque (HRC)	Oui
Programme de récupération (RT)	-
Test de masse corporelle (BF)	-
Console	
Écran	LED+Dot Matrix
Écran d'entraînement HIIT by BH	Non
Support universel pour smartphones et/ou tablettes	Oui
Fréquence cardiaque télémétrique	Oui, bande en option
Fréquence cardiaque Bluetooth	Non
iConcept	Non

 REMARQUES