



Vacotron 460

Module à l'aide d'électrodes
pneumatiques:
Le partenaire idéal pour
l'Endomed 482 et le
Sonopuls 492.

Vacotron 460

Le Vacotron 460 est un module pour la Série 4.

Avec cette unité à vide, vous pouvez appliquer l'électrothérapie à l'aide d'électrodes pneumatiques. Grâce aux ventouses, la pose d'électrodes est rapide et facile.

Le Vacotron 460 est le partenaire idéal pour l'Endomed 482 et le Sonopuls 492.

- Peut être connecté aux appareils d'électrothérapie et les combinés de la série 4
- Permet une pose rapide des électrodes sur des parties du corps où les sangles ne peuvent être utilisées
- Aspiration puissante et constante
- Réglage très précis de l'aspiration
- Pose rapide de ventouses caoutchouc (rondes)



On peut utiliser le vacotron 460 en combinaison avec le Sonopuls 492 en l'Endomed 482.



Vacotron 460


1498950 Vacotron 460 module

On peut utiliser cet appareil en combinaison avec le Sonopuls 492 en l'Endomed 482.

Accessoires standards Vacotron 460

- 1498756 4-Series Brochure d'informations
- 2x 3444503 Electrodes sous vide Ø 60 mm, jeu de 2 pc.
- 3444505 Eponges Ø 65 mm, jeu de 4 pc.
(pour électrodes sous vide Ø 60 mm)
- 2x 3444507 Câble d'électrode pneumatique rouge
- 2x 3444508 Câble d'électrode pneumatique noir


DONNÉES DE COMMANDE



Vacotron 460

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (LxPxA)	24 x 28.6 x 9.3 cm
Poids	2 kg
Mode d'aspiration	continu et pulsé
	0-800 mbar, ajustable en continu
Succion pulsée	durée de phase : intervalle de phase = 0.5 : 0.5 s, 1 : 1 s



Vacotron 460

ACCESSOIRES

Accessoires sous vide

- 3444509 Electrodes sous vide Ø 30 mm, 2 pc
- 3444503 Electrodes sous vide Ø 60 mm, 2 pc.
- 3444504 Electrodes sous vide Ø 90 mm, 2 pc.
- 3444516 Esponge Ø 30 mm, jeu de 4 (pour electrodes sous vide Ø 30 mm)
- 3444505 Esponge Ø 65 mm, jeu de 4 (pour electrodes sous vide Ø 60 mm)
- 3444506 Esponges Ø 95 mm, jeu de 4 (pour electrodes sous vide Ø 90 mm)
- 3444507 Câble d'électrode pneumatique noir, avec bouchons rouge
- 3444508 Câble d'électrode pneumatique noir, avec bouchons noir



3444509
Ø 30 mm



3444503
Ø 60 mm



3444504
Ø 90 mm



3444516
Ø 30 mm



3444505
Ø 65 mm




3444506
Ø 95 mm



3444507



3444508



PRODUITS CONNEXES

Sonopuls 492

Le Sonopuls 492 représente le haut de gamme de la Série 492. Cet appareil polyvalent vous permet de pratiquer l'ultrasonothérapie, l'électrothérapie et la thérapie combinée.

Endomed 482

L'Endomed 482 est l'appareil d'électrothérapie pour le thérapeute exigeant.

EN-Car

L'EN-Car est votre assistant pour tout vos appareils. Pour le laser, l'ultrason, la biofeedback ou l'électrothérapie, l'EN-Car vous permet d'avoir tous vos instruments à portée de mains.



Voir également les
brochures de produit séparée au
www.enraf-nonius.com





Vacotron 460

Module à l'aide d'électrodes
pneumatiques:

Le partenaire idéal pour

l'Endomed 482 et le

Sonopuls 492.