

# Cryo *pro*

PRÊT À PASSER PRO



Visitez notre page d'accueil  
[www.zimmer-aesthetics.de](http://www.zimmer-aesthetics.de)



Zimmer MedizinSysteme GmbH  
Junkersstraße 9 | 89231 Neu-Ulm, Allemagne  
Tel. +49 7 31. 97 61-0 | Fax +49 7 31. 97 61-118  
[www.zimmer-aesthetics.de](http://www.zimmer-aesthetics.de)

follow us



FR 10105649 | FW 0325 | Version 1 |  
Sous réserve de modifications |  
Les informations sur les risques possibles,  
les effets secondaires indésirables ainsi  
que les avertissements sont disponibles  
dans le mode d'emploi.



**Zimmer**  
AestheticDivision

**Zimmer**  
AestheticDivision

# Prêt pour une mise à niveau ?

## Cryo pro VS Cryo 6

### Filtration

Filtre à particules haute performance M5  
Filtre UVC AIR haute puissance pour une désinfection optimale

Filtre à air anti-poussière standard

### Longueur du tuyau

2.5 m Neo-Hose Gen.2

2.0 m Neo-Hose Gen.1

### Compatibilité avec le tuyau Pro

Oui

Non

### Consommation d'énergie (vitesse max) en soin

1.2 KW/h

1.7 KW/h

### Écran

Écran tactile 10 pouces, LCD couleur

Écran LCD 4,5 pouces, monochrome

### Bras à ressort

Bras à ressort  
Bras de maintien verrouillable (en option)

Bras de maintien verrouillable (en option)

## Filtration UV

Le plus haut niveau de protection pour vous et vos patients. Les fumées générées par la vaporisation des tissus lors de l'utilisation de lasers médicaux peuvent avoir des effets potentiellement nocifs. Le Cryo Pro contribue à stériliser l'air de la salle de traitement grâce à la toute dernière technologie de désinfection par UVC.

### SÉCURITÉ MAXIMUM GRÂCE À UNE DOUBLE FILTRATION AVEC FILTRES À PARTICULES HAUTE PERFORMANCE ET FILTRATION UV

**PROTECTION OPTIMALE POUR LES PRATICIENS UTILISANT DES LASERS CONTRE LES EFFETS NOCIFS DES FUMÉES ET DES TISSUS VAPORISÉS, TELS QUE LES VIRUS ET LES BACTÉRIES.**

**GARANTIT UN AIR FROID PURIFIÉ POUR LES TRAITEMENTS SUR LES ZONES SENSIBLES DES PATIENTS, COMME LE VISAGE.**

*Dr Pablo Naranzo:*  
Elite Laser Clinic, Madrid  
Pas seulement après un laser CO2, un laser fractionné ablatif ou du plasma, où une protection contre les particules de vaporisation des tissus est indispensable, mais aussi lors de traitements courants comme l'épilation laser. Ces particules persistantes ne sont pas sans risque. Le système de purification UVC de l'air garantit des traitements plus sûrs pour ma santé et celle de mon équipe. " "



## Tuyau de Thérapie Pro

**Prenez le contrôle.** Démarrez et arrêtez la thérapie, ajustez le niveau du ventilateur directement depuis la pièce à main et adaptez instantanément le traitement Cryo en fonction du ressenti du patient pour une expérience personnalisée.

**Pré-refroidissement du tuyau.** Automatisez le pré-refroidissement du tuyau pour que votre Cryo 7 soit toujours prêt et sécurisé. Le Cryo peut aussi refroidir à nouveau automatiquement le tuyau après une période d'inactivité, assurant ainsi un confort et une sécurité optimaux pour le patient.

**Tuyau Neo 3m Gen 2.** Conçu avec des matériaux légers et robustes de haute qualité, il assure une manipulation aisée tout en maintenant un flux d'air optimal. La pièce à main est rotative, permettant de trouver facilement une position confortable.

- » COMPATIBLE AVEC TOUS LES APPAREILS CRYO 7 ET CRYO PRO
- » ANNEAU LUMINEUX INDIQUANT L'ÉTAT DU CRYO
- » PLANIFIEZ VOS SESSIONS : VOTRE CRYO PEUT SE PRÉ-REFROIDIR ET S'ÉTEINDRE AUTOMATIQUÉMENT
- » UN GUIDE RAPIDE INTÉGRÉ À L'ÉCRAN FACILITE LA PRISE EN MAIN



*Dr Bischoff* Medizin am Bahnhof, Vienne  
Nous utilisons le nouveau tuyau de thérapie pro depuis quelques mois. Régler la température directement sur le tuyau est très pratique, plus confortable au quotidien, en évitant les allers-retours à l'appareil. " "

