



Endopress 442

Appareil de drainage
lymphatique mécanique
destiné aux professionnels
de santé

Endopress 442

L'EndoPress 442 est l'appareil de pressothérapie d'Enraf-Nonius. Presque silencieux, il vous permet d'offrir un drainage lymphatique efficace et confortable. Il intègre divers programmes permettant de faire varier les réglages de pression dans les différents segments. Grâce à ces programmes cliniques intégrés, vous pouvez sélectionner les paramètres qui conviennent le mieux pour les différentes indications. Il est ainsi possible d'utiliser différentes techniques de drainage lymphatique. La pression peut être réglée rapidement et avec précision sur une valeur entre 25 et 150 mm Hg, pour l'ensemble du manchon ou pour chaque segment individuel.





Endopress 442

- Vous pouvez régler la pression individuellement pour chaque segment.
- Le manchon pour deux bras se compose de 5 segments, le manchon pour un seul bras se compose de 7 segments, et le manchon pour les jambes se compose de 9 segments. Le gonflage peut être configuré individuellement pour chaque segment.
- Un compresseur très silencieux et puissant, de la plus haute qualité
- Facile à utiliser avec son écran tactile tout en couleur
- Accès à 21 protocoles préprogrammés
- Vous pouvez enregistrer plus de 100 programmes préférés dans la mémoire
- Très confortable pour le thérapeute et pour le patient
- Facile à nettoyer
- Disponible en option : un sac de rangement bien pratique, à monter sur la table de thérapie pour que les différents manchons restent bien rangés.



Endopress 442

Fiable, durable et silencieux

Le drainage lymphatique – également appelé pressothérapie – est une stimulation du système lymphatique par un massage doux bien particulier, qui permet de drainer les fluides et les déchets présents dans les cellules et autour de celles-ci.



Endopress 442

1442921 Endopress 442 230V

1442922 Endopress 442 115V

Appareil de drainage lymphatique mécanique

DONNÉES DE COMMANDE



Endopress 442

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	230 VAC 50-60 Hz (1442921) 115 VAC 50-60 Hz (1442922)
Réglages de pression	25 à 150 mbars
Durée de traitement programmable	jusqu'à 99 minutes
Connecteur de sortie	1
Protocoles préprogrammés	21
Protocoles libres	>100
Dimensions (AxLxP)	48 x 56 x 110 cm
Il s'agit d'un dispositif médical.	Il est conforme à toutes les réglementations médicales applicables. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi (téléchargeable via www.enraf-nonius.com).



Endopress 442

ACCESSOIRES

Accessoires complémentaires principaux

- 1442802 Manchon pour l'abdomen, les jambes et les pieds
- 1442803 Manchon pour 2 bras
- 1442804 Manchon pour 1 bras
- 1442808 Sac de rangement, avec 1 compartiment de rangement à fermeture éclair de chaque côté de la table de thérapie



1442802



1442803



1442804



1442808





Endopress 442

Appareil de drainage
lymphatique mécanique
destiné aux professionnels
de santé

Enraf-Nonius B.V. | Vareseweg 127 | 3047 AT Rotterdam | The Netherlands
www.enraf-nonius.com | info@enraf-nonius.nl | + 31 - (0) 10 20 30 600



PARTNER FOR LIFE